


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fbp2 Per Wb, If-P, Elisa - 000757

Numero articolo: CM0024795



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-FBP2 convalidato per WB, IF-P, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per studiare l'isoenzima 2 della fruttosio-1,6-bisfosfatasi nella sintesi di glicogeno e nel metabolismo muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FBP2 Rabbit pAb
Note/Alias	CORLK; FBP2
Specie	Umano
ID gene (Umano)	8789
ID gene	8789
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-339 della FBP2 umana (NP_003828.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	000757
Peso proteico	37 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio