

Anticorpo Policlonale Anti-Fbx32/Fbxo32 Per Wb, If-P, Elisa - Q969P5

Numero articolo: CM0026320

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Fbx32/FBXO32 umano (Atrogin-1, MAFbx), adatto per WB, IF-P ed ELISA. Riconosce campioni umani e murini. Uno strumento chiave per lo studio dell'atrofia muscolare e della proteolisi mediata dall'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fbx32/FBXO32 pAb coniglio
Note/Alias	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBXO32
Specie	Umano
Gene ID	114907
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 206-355 di Fbx32/FBXO32 umano (NP_478136.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q969P5
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio