

Anticorpo Policlonale Anti-Fbx32/Fbxo32 Per Wb, If-P, Elisa - Q969P5

Numero articolo: CM0025101

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Fbx32/FBXO32 umano (Atrogin-1, MAFbx). Validato per WB, IF-P, ELISA. Cross-reattività con umano e topo. Mira a una ligasi E3 ubiquitina coinvolta nell'atrofia muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fbx32/FBXO32 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBXO32
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	114907
Gene ID	114907
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 206-355 di Fbx32/FBXO32 umano (NP_478136.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q969P5
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio