

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fbx32/Fbxo32 Per Wb, Elisa - Q969P5

Numero articolo: CM0005016

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro Fbx32/FBXO32 umano (Atrogin-1/MAFbx), una ligasi E3 ubiquitina coinvolta nell'atrofia muscolare. Adatto per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fbx32/FBXO32 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBOX32
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	114907
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di Fbx32/FBOX32 umano (Q969P5)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q969P5
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio