

Anticorpo Policlonale Anti-Fbxl12 Per Wb Ed Elisa - Q9Nxx8

Numero articolo: CM0015872

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro FBXL12 umano (proteina 12 contenente ripetizioni F-box/LRR). Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con il topo. Strumento essenziale per lo studio della proteolisi mediata dall'ubiquitina e dell'arresto del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FBXL12 Rabbit pAb
Note/Alias	Fbl12; FBXL12
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	54850
ID del gene	54850
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-326 di FBXL12 umano (NP_060173.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9NXX8
Peso della proteina	37 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante