


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fbxl2 Per Wb Ed Elisa - Q9Ukc9

Numero articolo: CM0016723



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FBXL2 umano (FBL2/FBL3), adatto per Western blot ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla proteolisi mediata dall'ubiquitina, sulla regolazione del ciclo cellulare e sulla segnalazione infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FBXL2 Rabbit pAb
Note/Alias	FBL2; FBL3; FBXL2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	25827
GeneID	25827
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-240 di FBXL2 umano (NP_036289.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKC9
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio