

Anticorpo Policlonale Anti-Fbxo2 Per Wb Ed Elisa - Q9UK22

Numero articolo: CM0029037

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-FBXO2 validato per WB ed ELISA con reattività crociata su topo e ratto. Bersaglia la proteina F-box 2, un componente di riconoscimento del substrato della ligasi ubiquitina SCF coinvolta nella degradazione associata al reticolo endoplasmatico delle glicoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FBXO2 Rabbit pAb
Note/Alias	FBG1; FBX2; Fbs1; OCP1; NFB42; FBXO2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	26232
ID Gene	26232
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-296 di FBXO2 umano (NP_036300.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UK22
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio