

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fbxo21 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O94952

Numero articolo: CM0020006

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-FBXO21 di alta qualità, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con FBXO21 umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sull'ubiquitinazione e sulla degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FBXO21 Rabbit pAb
Note/alias	FBX21; FBXO21
Specie	Umano
ID del gene (umano)	23014
ID del gene	23014
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 440-621 di FBXO21 umano (NP_055817.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O94952
Peso della proteina	72 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante