


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fbxo22 Per Wb, Elisa - Q8Nez5

Numero articolo: CM0025459



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità specifico per FBXO22 umano (FBX22, FISTC1). Validato per applicazioni Western blot e ELISA; rileva una banda a 45kDa. Ideale per la ricerca sulla via dell'ubiquitina e la biologia muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FBXO22 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	FBX22; FISTC1; FBXO22
Specie	Umano
GeneID (umano)	26263
GeneID	26263
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 104-403 del FBXO22 umano (NP_671717.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8NEZ5
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio