

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fbxo28 Per Wb, Elisa - Q9Nvf7

Numero articolo: CM0022449

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FBXO28 umano (UniProt Q9NVF7), validato per WB ed ELISA. Reagisce con FBXO28 umano e di ratto. Adatto per studi di ligasi dell'ubiquitina, stabilità genomica e sopravvivenza delle cellule beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FBXO28 Rabbit pAb
Note/Alias	Fbx28; DEE100; CENP-30; FBXO28
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23219
GeneID	23219
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9NVF7
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio