

Anticorpo Policlonale Anti-Fbxo3 Per Wb, Elisa - Q9Uk99

Numero articolo: CM0017621



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting FBXO3 umano (proteina solo F-box 3), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Mostra cross-reattività con il mouse. Adatto per lo studio della funzione della ligasi E3 ubiquitina e delle vie di degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FBXO3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FBA; FBX3; FBXO3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	26273
Gene ID	26273
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di FBXO3 umano (NP_036307.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Mouse
SWISS	Q9UK99
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio