

Anticorpo Policlonale Anti-Fbxo31 Per Wb - Q5Xux0

Numero articolo: CM0012914



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia FBXO31 umano (aa 240-539), convalidato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare il danno del DNA e la regolazione del ciclo cellulare. Peso proteico ~61 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FBXO31 Rabbit pAb
Note/Alias	FBX14; Fbx31; MRT45; FBXO14; pp2386; FBXO31
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	79791
GeneID	79791
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 240-539 di FBXO31 umano (NP_079011.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q5XUX0
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa ghiacciata