

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fbxo32 (Fbx32, Mafbx) - Q969P5

Numero articolo: CM0013424

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FBXO32 umano (Fbx32, MAFbx). Validato per IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per studi sull'atrofia muscolare scheletrica e sull'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio anti-Fbx32/FBXO32
Note/Alias	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBXO32
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	114907
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 206-355 di Fbx32/FBXO32 umano (NP_478136.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q969P5
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio