

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fbxo32 Per If/Icc, If-P, Elisa - Q969P5

Numero articolo: CM0026561

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro FBXO32 umano (Atrogin-1, MAFbx). Validato per IF/ICC, IF-P, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'atrofia muscolare e sull'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FBXO32 Rabbit pAb
Note/Alias	Fbx32; MAFbx
Specie	Umano
GenelD (Umano)	114907
GenelD	114907
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 201-300 del FBXO32 umano (NP_478136.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q969P5
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio