

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fbxo4 Per Wb, Elisa - Q9Ukt5

Numero articolo: CM0028171



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-FBXO4 adatto per WB ed ELISA, rileva FBXO4 umano e murino. L'anticorpo si rivolge alla proteina 4 solo F-box, una subunità di riconoscimento del substrato del ligasi E3 ubiquitina SCF, utile per studiare la degradazione mediata dall'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FBXO4 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	FBX4; FBXO4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26272
GeneID	26272
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 138-387 di FBXO4 umano (NP_036308.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9UKT5
Ptab proteica	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio