

Anticorpo Policlonale Anti-Fbxo42 Per Wb, Elisa - Q6P3S6

Numero articolo: CM0022612

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FBXO42 umano, validato per Western blot (WB) e ELISA, reattivo incrociato con il topo. Adatto per studiare la funzione della ubiquitina ligasi SCF E3 e la degradazione di p53.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome del Prodotto	FBXO42 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	JFK; Fbx42; FBXO42
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	54455
ID Gene	54455
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 468-717 di FBXO42 umano (NP_061867.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q6P3S6
Peso Proteico	78kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio