

Anticorpo Policlonale Anti-Fbxo42 Per Wb - Q6P3S6

Numero articolo: CM0013173

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FBXO42 (JFK, Fbx42). Validato per WB, IHC-P ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Utile per lo studio della ligasi dell'ubiquitina SCF e delle vie di degradazione di p53.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FBXO42 Rabbit pAb
Note/alias	JFK; Fbx42; FBXO42
Specie	Umano
ID del gene (umano)	54455
ID del gene	54455
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 468-717 di FBXO42 umano (NP_061867.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q6P3S6
Peso della proteina	78 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante