


Anticorpo Policlonale Anti-Fbxo7 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3I1

Numero articolo: CM0027177



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio rileva FBXO7 in umano, topo e ratto. Adatto per WB, IF/ICC e ELISA. FBXO7 è una proteina F-box coinvolta nell'ubiquitinazione e nella mitofagia, con un peso molecolare previsto di 59kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FBXO7 Rabbit pAb
Note/Alias	FBX, FBX7, PKPS, FBXO7, PARK15, FBXO7
Specie	Umana
GeneID (Umano)	25793
GeneID	25793
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 353-522 di FBXO7 umano (NP_036311.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y3I1
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio