

Anticorpo Policlonale Anti-Fbxw11 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukb1

Numero articolo: CM0026827



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro FBXW11 umano (beta-TrCP2), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce umano, topo, ratto. Adatto per studi sulla segnalazione dell'ubiquitina-proteasoma, Wnt e NF-κB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FBXW11 Rabbit pAb
Note/Alias	Hos; BTRC2; FBW1B; Fbw11; BTRCP2; FBXW1B; NEDJED; FBXW11
Specie	Umano
ID Gene (umano)	23291
ID Gene	23291
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 443-542 di FBXW11 umano (NP_036432.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKB1
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio