

## Anticorpo Policlonale Anti-Fbxw11 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukb1

Numero articolo: CM0021466



### introduzione

FBXW11 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio contro FBXW11 umano. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA e reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla ubiquitinazione, segnalazione Wnt e via NF-κB.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                                                | Valore                                |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome Prodotto                                            | FBXW11 Rabbit pAb                     |
| Hos; BTRC2; FBW1B; Fbw11; BTRCP2; FBXW1B; NEDJED; FBXW11 |                                       |
| Specie                                                   | Umano                                 |
| Gene ID (Umano)                                          | 23291                                 |
| Immunogeno                                               | Un peptide sintetico di FBXW11 umano. |
| Fonte                                                    | Coniglio                              |
| Categoria                                                | Anticorpi Policlonali                 |
| Applicazione                                             | WB, IF/ICC, ELISA                     |
| Reattività Crociata                                      | Umano, Topo, Ratto                    |
| SWISS                                                    | Q9UKB1                                |
| Peso Proteico                                            | 62kDa                                 |
| Spedizione                                               | Borsa del ghiaccio                    |