

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fbxw2 Per Wb, Elisa - Q9Ukt8

Numero articolo: CM0024498

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-FBXW2 convalidato per Western blotting e ELISA. Rileva FBXW2 di uomo, topo e ratto, componente di riconoscimento del substrato del complesso E3 ubiquitin ligasi SCF. Adatto per studi sulla via dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FBXW2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	Md6; FBW2; Fwd2; FBXW2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	26190
ID gene	26190
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 102-454 di FBXW2 umano (NP_036296.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKT8
Peso proteico	52 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio