

Anticorpo Policlonale Anti-Fbxw5 Per Wb, Elisa - Q969U6

Numero articolo: CM0028987

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-FBXW5 umano validato per Western blot ed ELISA. Bersaglia la proteina 5 contenente domini F-box/WD (64 kDa), un componente di riconoscimento del substrato dei complessi E3 ubiquitina ligasi SCF e DCX: ideale per la ricerca sull'ubiquitinazione, il ciclo cellulare e la duplicazione dei centrioli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FBXW5 Rabbit pAb
Note/Alias	Fbw5; FBXW5
Specie	Umana
ID gene (umano)	54461
ID gene	54461
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 184-566 della FBXW5 umana (NP_061871.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q969U6
Peso proteico	64 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio