

Anticorpo Policlonale Anti-Fbxw7 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q969H0

Numero articolo: CM0030890



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FBXW7, adatto per Western blot, IHC (paraffina) ed ELISA. Rileva FBXW7 di ~80 kDa in campioni umani, di topo e di ratto. Mira al componente di riconoscimento del substrato della ligasi dell'ubiquitina per studi sulla degradazione proteasomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FBXW7 Rabbit pAb
Note/Alias	AGO; CDC4; FBW6; FBW7; hAgo; FBX30; FBXW6; SEL10; hCdc4; DEDHIL; FBXO30; SEL-10; FBXW7
Specie	Umano
GeneID (umano)	55294
GeneID	55294
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 231-371 dell'umano (NP_361014.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q969H0
Peso Proteico	80kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio