


Anticorpo Monoclonale Anti-Fcer1 Alpha Per Wb, Elisa - P12319

Numero articolo: CM0007649



introduzione

Anticorpo monoclonale ad alta affinità contro l'FcεR1 alpha umano (FCER1A), validato per WB e ELISA. Adatto per rilevare il recettore IgE di umano, topo e ratto nella ricerca su allergie e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FcεR1 alpha Anticorpo monoclonale da coniglio
Note/Alias	FCER1A, FcεRI, FCERIA, FcεR1 alpha
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2205
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-205 dell'FcεR1 alpha umano (NP_001992.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12319
Peso Proteico	30 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio