


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-FcεR1A Per Wb, Fc, Elisa - P12319

Numero articolo: CM0012678



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la subunità alfa del recettore ad alta affinità per le IgE (FcεR1α) validato per WB, citometria a flusso ed ELISA; reagisce con l'umano; ideale per la ricerca su allergie e infiammazioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-FcεR1α
Note/Alias	FCE1A; FcERI; FCERIA
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2205
GenelD	2205
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-205 di FcεR1α umano (NP_001992.1).)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P12319
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio