

Anticorpo Policlonale Anti-Fcer1G Per Wb, Elisa - P30273

Numero articolo: CM0013730



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FCER1G (catena gamma del recettore Fc) per Western blot ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca in allergologia e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb FCER1G di coniglio
Note/alias	FCRG; FCER1G
Specie	Uomo
GeneID (umano)	2207
GeneID	2207
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-86 di FCER1G umano (NP_004097.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P30273
Peso della proteina	10 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante