


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fcf1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y324

Numero articolo: CM0023145



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per FCF1 umano, convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e ratto. Agisce sulla biogenesi dei ribosomi e si localizza nel nucleolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FCF1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	Bka; UTP24; CGI-35; C14orf111; FCF1
Specie	Uomo
Gene ID	51077
Immunogeno	Peptide sintetico. Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-198 della FCF1 umana (NP_057046.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q9Y324
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio