

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fcgr1B Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92637

Numero articolo: CM0021046

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FCGR1B umano (CD64b), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Mira al presunto recettore Fc dell'IgG ad alta affinità coinvolto nell'immunità umorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FCGR1B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CD34; FCG1; FcRI; CD64b; FCGR1; IGFR1; IGFRB; FCGR1B; FcgammaRIa
Specie	Umano
GeneID (umano)	2210
GeneID	2210
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di FCGR1B umano (NP_001017986.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q92637
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio