


Anticorpo Policlonale Anti-Fcgr2A Per Wb, If-P, Elisa - P12318

Numero articolo: CM0015369



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per FCGR2A (CD32) umano, validato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della fagocitosi mediata da recettori Fc e delle risposte immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FCGR2A Rabbit pAb
Note/Alias	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcgammaRIIa; FCGR2A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2212
GeneID	2212
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 34-316 di FCGR2A umano (NP_001129691.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P12318
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio