

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Fcgr2B Per Wb, If-P, Elisa - P31994

Numero articolo: CM0016422



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che bersaglia FCGR2B (CD32) umano, validato per WB, IF-P e ELISA. Rileva campioni di origine umana, murina e ratto. Essenziale per lo studio della regolazione immunitaria mediata da FcγRIIB e dei meccanismi delle malattie autoimmuni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FCGR2B Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CD32; FCG2; CD32B; FCGR2; IGFR2; FCGR2C; FcGRIIB; FcRII-c; FcγammaRIIb; FCGR2B
Specie	Umana
GeneID (umano)	2213
GeneID	2213
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-217 di FCGR2B umano (NP_003992.3)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P31994
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio