

Anticorpo Policlonale Anti-Fcgr3A Per Wb, Elisa - P08637

Numero articolo: CM0024900



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FCGR3A umano (CD16), validato per WB ed ELISA, cross-reattivo con topo e ratto. Adatto per lo studio della citotossicità cellulare anticorpo-dipendente e della biologia delle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FCGR3A Rabbit pAb
Note/Alias	CD16, FCG3, CD16A, FCGR3, IGFR3, IMD20, FCR-10, FCRIII, CD16-II, FCGRIII, FCRIIIA, FcGRIIIA, FCGR3A
Specie	Umano
GeneID (umano)	2214
GeneID	2214
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 150-250 di FCGR3A umano (NP_000560.7)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08637
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio