

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fcgr3B Per Wb Ed Elisa - 075015

Numero articolo: CM0026711



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro FCGR3B umano (recettore Fc gamma III-B). Convalidato per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca in immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	FCGR3B Rabbit pAb
Note/Alias	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIb; FCGR3B
Specie	Umana
GeneID (Umano)	2215
GeneID	2215
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-233 di FCGR3B umano (NP_000561.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	075015
Peso proteico	26 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio