

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fcgr3B Per Wb, Elisa - 075015

Numero articolo: CM0016212



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-FCGR3B (CD16b) validato per WB ed ELISA. Riconosce il recettore III-B a bassa affinità per la porzione Fc delle IgG umane e di ratto, una trappola per i complessi immunitari espressa dai neutrofili. Ottenuto da coniglio immunizzato con la proteina FCGR3B umana ricombinante (1-233 aa).

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche principali del prodotto	Dettagli
Nome del prodotto	FCGR3B Rabbit pAb
Note/Alias	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIb; FCGR3B
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	2215
GeneID	2215
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-233 di FCGR3B umano (NP_000561.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	075015
Peso della proteina	26 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante