

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fcgrt/Fcrn Per Wb, Ihc-P, Elisa - P55899

Numero articolo: CM0007531



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro FCGRT/FCRN (FcRn), adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Immunogeno ricombinante. Ideale per lo studio del trasporto e del riciclo delle IgG.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FCGRT/FCRN Rabbit mAb
Note / Alias	FCRN; FcγmαRn; catena alfa del recettore trasportatore del frammento Fc delle IgG; FCGRT/FCRN
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	2217
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-290 della FCGRT/FCRN umana (NP_004098.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P55899
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio