

Anticorpo Policlonale Anti-Fcho2 Per Wb E Elisa - Q0Jrz9

Numero articolo: CM0017494



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FCHO2 umano, validato per Western blot e ELISA. Mirano a una proteina della endocitosi precoce coinvolta nella formazione dei pozzetti rivestiti di clatrina; cross-reagisce con il mouse. Ideale per lo studio del traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FCHO2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	FCHO2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	115548
ID Gene	115548
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-300 di FCHO2 umano (NP_620137.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	U Umano, Mouse
SWISS	Q0JRZ9
Peso proteico	89kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio