


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fcn1 Per Wb Ed Elisa - 000602

Numero articolo: CM0030182



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FCN1 umano (M-ficolina). Adatto per Western blot ed ELISA. Riconosce umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sulla via del complemento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FCN1 Rabbit pAb
Note/Alias	FCNM; FCN1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2219
GenelD	2219
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-326 di FCN1 umano (NP_001994.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	000602
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio