

Anticorpo Policlonale Anti-Fcn2 Per Wb, Elisa - Q15485

Numero articolo: CM0019187



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la FCN2 umana (Ficolin-2), validato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sull'immunità innata e la via del complemento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FCN2 Rabbit pAb
Note/Alias	P35; FCNL; EBP-37; ficolin-2; FCN2
Specie	Umana
GeneID (umano)	2220
GeneID	2220
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 230-290 della FCN2 umana (NP_004099.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q15485
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio