

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fcrl3 Per Wb Ed Elisa - Q96P31

Numero articolo: CM0014351

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FCRL3 umano (MAIA), validato per WB ed ELISA. Adatto alla ricerca sulla biologia delle cellule B, sulla regolazione immunitaria e sulla fecondazione. Reagisce con FCRL3 umano e murino.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FCRL3 Rabbit pAb
Note/alias	MAIA; FCRH3; IFGP3; IRTA3; SPAP2; CD307c; FCRL3
Specie	Umano
ID del gene (umano)	115352
ID del gene	115352
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-180 di FCRL3 umano (NP_443171.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Murino
SWISS	Q96P31
Peso della proteina	81 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante