


Anticorpo Policlonale Anti-Fcrl5 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q96Rd9

Numero articolo: CM0014698



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al FCRL5 umano (FcRH5, CD307), convalidato per WB ed ELISA. Ideale per lo sviluppo delle cellule B, la ricerca sui linfomi e gli studi sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FCRL5 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	CD307; FCRH5; IRTA2; BXMAS1; CD307e; PRO820; FCRL5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	83416
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 16-190 del FCRL5 umano (NP_001182317.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q96RD9
Peso proteico	106kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio