

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Fdps Per Wb, Elisa - P14324

Numero articolo: CM0027968



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro FDPS (FPPS), validato per WB e ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Bersaglia la farnesil pirofosfato sintasi, un enzima chiave nella biosintesi degli isoprenoidi. Adatto per la ricerca su cancro, malattie metaboliche e segnalazione lipidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FPS/FDPS Rabbit pAb
Note/Alias	FPS; FPPS; POROK9; FPS/FDPS
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	2224
ID Gene	2224
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-419 della FPS/FDPS umana (NP_001995.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P14324
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio