

Anticorpo Policlonale Anti-Fdx1 Per Wb Ed Elisa - P10109

Numero articolo: CM0024183



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio è mirato contro FDX1 umano (Adrenodoxina), una ferredossina mitocondriale essenziale per la steroidogenesi. Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con il topo ed è ideale per la ricerca metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FDX1 Rabbit pAb
Note/Alias	FDX1; ADX; FDX; LOH11CR1D; ferredoxina 1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2230
Gene ID	2230
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 61-160 di FDX1 umano (NP_004100.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	P10109
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio