

Anticorpo Policlonale Anti-Fdx1/Adx Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P46656

Numero articolo: CM0029696

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la ferredoxina 1 (FDX1/ADX), adatto per WB, IP, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Rileva umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla steroidogenesi e sul trasporto di elettroni mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FDX1/ADX Rabbit pAb
Note/Alias	FDX1; ADX; FDX; LOH11CR1D; ferredoxina 1
Specie	Topo
GenelD (Umano)	2230
GenelD	14148
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 99-188 della FDX1/ADX di topo (NP_032022.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46656
Peso Proteico	20 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio