

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fdx1/Adx Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10109

Numero articolo: CM0003531



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega a FDX1/ADX umano (P10109), essenziale per la sintesi degli ormoni steroidei. Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Cross-reattività con umano, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FDX1/ADX mAb Coniglio
Note/Alias	ADX; FDX; LOH11CR1D; FDX1/ADX
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2230
GeneID	2230
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di FDX1/ADX umano (P10109).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10109
Peso Proteico	19 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio