

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Fdx1/Adx Per Wb, Elisa - P10109

Numero articolo: CM0024736



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità che bersaglia FDX1/ADX (adrenodossina) umano. Validato per WB e ELISA con campioni umani. Per lo studio della steroidogenesi, il trasporto mitocondriale di elettroni e la biologia della ghiandola surrenale. UniProt P10109.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FDX1/ADX Rabbit pAb
Alias/Note	ADX; FDX; LOH11CR1D; FDX1/ADX
Specie	Umana
GeneID (Umano)	2230
GeneID	2230
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-184 di FDX1/ADX umano (NP_004100.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P10109
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio