

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fdxx Per Wb, Elisa - P22570

Numero articolo: CM0026273

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-FDXR validato per WB e ELISA, reattivo contro humano, topo e ratto. Adatto per studi sul sistema P450 mitocondriale, ricerche sulla biosintesi del coenzima Q e indagini sul metabolismo redox.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FDXR Rabbit pAb
Note / Alias	ADR; ADXR; ANOA; FDXR
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2232
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 252-491 della FDXR umana (NP_077728.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P22570
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio