


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fen-1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P39748

Numero articolo: CM0004600



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio FEN-1 validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva i livelli endogeni di FEN-1 nell'Uomo e nel Topo. FEN-1 è una nucleasi chiave nella replicazione e riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio FEN-1
Note/Alias	MF1; RAD2; FEN-1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2237
ID Gene	2237
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 250-350 di FEN-1 umano (P39748).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo
SWISS	P39748
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio