

Anticorpo Policlonale Anti-Fer Per Wb Ed Elisa - P16591

Numero articolo: CM0030295



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a FER umano (TYK3/p94-Fer) per Western blot ed ELISA. Rileva FER in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, della migrazione e della segnalazione dei recettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FER Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TYK3; PPP1R74; p94-Fer; FER
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2241
Gene ID	2241
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 200-450 di FER umano (NP_005237.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P16591
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio