

Anticorpo Policlonale Anti-Fer1L5 Per Wb, If-P, Elisa - A0Avi2

Numero articolo: CM0024381

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting FER1L5 umano, validato per WB, IF-P ed ELISA. Mostra reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla reazione acrosomica e sulla fusione delle cellule muscolari. A0AVI2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FER1L5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FER1L5
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	90342
Gene ID	90342
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1350-1670 di FER1L5 umano (NP_001280012.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	A0AVI2
Peso proteico	238kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio