

Anticorpo Policlonale Anti-Fermt2 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ac1

Numero articolo: CM0025654



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FERMT2 umano (Kindlin-2, MIG-2). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per lo studio della segnalazione delle integrine, delle adesioni focali e della via Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FERMT2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MIG2; KIND2; mig-2; UNC112; PLEKHC1; UNC112B; FERMT2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10979
GenelD	10979
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 380-550 di FERMT2 umano (NP_006823.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96AC1
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio