

Anticorpo Policlonale Anti-Reduttasi Della Ferredossina Per Wb, If-P, Elisa - P22570

Numero articolo: CM0019837

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la reduttasi della ferredossina (FDXR). Adatto per WB, IF-P, ELISA. Reagisce anche con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studiare il trasferimento elettronico mitocondriale del P450 e la biosintesi del coenzima Q.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-reduttasi della ferredossina
Note/alias	ADR; ADXR; ANOA; FDXR
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	2232
ID del gene	2232
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 142-491 della reduttasi della ferredossina umana (NP_077728.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P22570
Peso della proteina	54 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio